


Wb용 Lamin B2 토끼 단일클론 항체 - Q03252

품목 번호: CM0008168



소개

Western blotting, IHC, IF 및 ELISA용 Lamin B2 표적 토끼 단일클론 항체. 인간, 생쥐, 랫드와 교차 반응합니다. 핵 라미나 및 세포 주기 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Lamin B2 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	EPM9; LMN2; LAMB2; MCPH27; Lamin B2
종	인간
GeneID (인간)	84823
GeneID	84823
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 랫드
SWISS	Q03252
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스백