

Wb, If/Icc, Elisa용 Lamtor5 토끼 다클로날 항체 - O43504

품목 번호: CM0026745



소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 LAMTOR5 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐에 반응합니다. mTORC1 신호 전달 및 세포 사멸(apoptosis)에 관여하는 Ragulator 복합체 단백질 LAMTOR5 (HBXIP)를 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LAMTOR5 Rabbit pAb
비고/별칭	XIP; HBXIP; LAMTOR5
종(Species)	Human
GeneID (Human)	10542
GeneID	10542
면역원(Immunogen)	인간 LAMTOR5 (NP_006393.2)의 아미노산 1-173에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	O43504
단백질 분자량	10kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)