


Lc3B 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 용) - Q9Gzq8

품목 번호: CM0017964



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 검증된 LC3B 토끼 다클론 항체(pAb)입니다. 인간, 생쥐 및 래트 LC3B와 반응하며 자가포식 및 미토콘드리아 품질 제어 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	설명
제품명	LC3B 토끼 pAb
비고/별칭	LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/IBLC3
종	인간
유전자 ID	81631
면역원	인간 LC3B (NP_073729.1)의 아미노산 1-100번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	Q9GZQ8
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스 팩