

Ldl 수용체 (Ldlr) 토끼 단일클론 항체, Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 - P01130

품목 번호: CM0002034



소개

사람 LDL 수용체 (LDLR)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 콜레스테롤 대사 및 바이러스 진입 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LDL 수용체 (LDLR) 토끼 mAb
비고/별칭	FH; FHC; FHCL1; LDLCQ2; LDL 수용체 (LDLR)
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	3949
GeneID	3949
면역원	합성 펩타이드 사람 LDL 수용체 (LDLR) (NP_000518.1)의 아미노산 761-860 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	P01130
단백질 크기	95kDa
배송	아이스 팩