

Lect1 토끼 다클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - O75829

품목 번호: CM0026872

소개

인간 LECT1/Chondromodulin (CNMD)를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스와 반응합니다. 연골 발달, 혈관생성, 심장판막 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LECT1 Rabbit pAb
비고/별칭	CHM1, CHM-I, LECT1, BRICD3, MYETS1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	11061
유전자 ID	11061
면역원(Immunogen)	인간 LECT1 (NP_008946.1)의 아미노산 75-334에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	O75829
단백질 분자량	37kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)