

## Wb, If-P, Elisa용 Lgals2 토끼 다클로날 항체 - P05162

품목 번호: CM0028143



### 소개

사람 및 마우스의 웨스턴 블롯, 면역형광법, ELISA에 대해 검증된 고품질 LGALS2 토끼 다클로날 항체입니다. 재조합 면역원, 15 kDa, UniProt P05162입니다. 렉틴 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 사양                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명         | LGALS2 Rabbit pAb                                             |
| 비고/별칭       | HL14; LGALS2                                                  |
| 종(Species)  | 사람(Human)                                                     |
| GeneID (사람) | 3957                                                          |
| 면역원         | 사람 LGALS2 (NP_006489.1)의 아미노산 1-74에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                    |
| 카테고리        | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                               |
| 응용          | WB, IF-P, ELISA                                               |
| 교차 반응성      | 사람(Human), 마우스(Mouse)                                         |
| SWISS       | P05162                                                        |
| 단백질 분자량     | 15kDa                                                         |
| 배송          | 아이스백(Ice bag)                                                 |