

Lhx2 토끼 단일클론항체 (Wb 및 Elisa용) - P50458

품목 번호: CM0003429

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 LHX2 토끼 단일클론항체입니다. 림프계 및 신경 발생에 관여하는 전사 활성화자인 사람, 마우스, 래트 LHX2와 반응합니다. IVD 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LHX2 토끼 단일클론항체
비고/별칭	LH2; hLhx2; LHX2
종	사람
유전자ID (사람)	9355
유전자ID	9355
면역원	사람 LHX2 (P50458)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
원천	토끼
카테고리	단일클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P50458
단백질 분자량	44 kDa
배송 방식	아이스 팩