

Limd1 Rabbit Pab - Q9Ugp4

품목 번호: CM0019650

소개

WB 및 ELISA용 인간 LIMD1에 대한 토끼 다클로널 항체입니다. 인간 및 마우스 LIMD1 (72 kDa)와 반응합니다. 종양 억제, 세포 신호 전달 및 miRNA 침묵 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LIMD1 Rabbit pAb
비고/별칭	LIMD1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	8994
GeneID	8994
면역원(Immunogen)	인간 LIMD1 (NP_055055.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9UGP4
단백질 분자량	72kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)