

Wb 및 Elisa용 Limk1 토끼 다클로날 항체 - P53667

품목 번호: CM0019193



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용 고품질 LIMK1 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 액틴 필라멘트 역학 및 뇌 발달에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LIMK1 Rabbit pAb
비고/별칭	LIMK; LIMK-1; LIMK1
종	인간(Human)
유전자 ID	3984
면역원	LIMK1 (NP_002305.1)의 아미노산 510-647에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P53667
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스백(Ice bag)