

Wb 및 Elisa용 Lipin 1 Rabbit Mab - Q14693

품목 번호: CM0010097

소개

인간 Lipin 1에 대한 Rabbit monoclonal antibody로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응함. 지질 대사, 지방세포 분화, 미토콘드리아 역학 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Lipin 1 Rabbit mAb
비고/별칭	PAP1; Lipin 1
종	인간
유전자 ID (인간)	23175
유전자 ID	23175
면역원	재조합 단백질 인간 Lipin 1 (Q14693)의 아미노산 101-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14693
단백질 분자량	99kDa
배송	아이스팩