


Lipocalin-2/NGal Rabbit Pab - P80188

품목 번호: CM0023747



소개

인간 Lipocalin-2/NGAL을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 철 대사, 선천성 면역 및 신장 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Lipocalin-2/NGAL Rabbit pAb
비고/별칭	p25, 24p3, MSFI, NGAL, Lipocalin-2/NGAL
종	인간(Human)
유전자 ID	3934
면역원	인간 Lipocalin-2/NGAL (NP_005555.2)의 아미노산 21-198에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P80188
단백질 분자량	23 kDa
배송	아이스백