

리라글루타이드 래빗 단일클론 항체 - 리라글루타이드

품목 번호: CM0011765

소개

중 간 교차 반응성을 가진 리라글루타이드 특이적 래빗 단일클론 항체로, 도트 블롯(DB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 전임상 및 임상 연구에서 리라글루타이드 면역분석법 개발, 약동학 연구 및 항약물 항체(ADA) 모니터링을 지원하도록 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	리라글루타이드 래빗 단일클론 항체
비고/별칭	리라글루타이드
면역원	리라글루타이드에 상응하는 화합물
원천	래빗
분류	단일클론 항체
응용 분야	DB, ELISA
교차 반응성	종 독립적
배송	아이스백