

웨스턴 블롯 및 Elisa용 Llg12 토끼 다클론 항체 - Llg12

품목 번호: CM0014010

소개

마우스 및 랫드 LLGL2 단백질(~114kDa)의 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 검출에 대해 검증된 LLGL2 토끼 다클론 항체(pAb)입니다. 연구용으로 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LLGL2 토끼 pAb
비고/별칭	Llg12; 9130006H11Rik; LLGL2
종	마우스
유전자 ID(사람)	3993
유전자 ID	217325
면역원	마우스 LLGL2(NP_663413.2)의 아미노산 938-1027 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
단백질 분자량	114kDa
배송	아이스팩