

Lox Rabbit Mab For Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P28300

품목 번호: CM0003861

소개

LOX (Lysyl oxidase) 토끼 단일클론 항체는 WB, IHC-P, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드 LOX와 반응합니다. 세포외 기질 및 섬유화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LOX Rabbit mAb
비고/별칭	AAT10; LOX
종	인간
유전자 ID (인간)	4015
면역원	인간 LOX (P28300)의 아미노산 318-417에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P28300
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백