

Lpin2 Rabbit Polyclonal Antibody For Western Blot And Elisa - Q92539

품목 번호: CM0018656

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 검증 LPIN2 토끼 폴리클론 항체. 지질 대사에 관여하는 인지질산 인산가수분해효소인 사람 및 마우스 LPIN2와 반응합니다. 대사 및 질병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LPIN2 Rabbit pAb
비고/별칭	LPIN2; lipin 2
종	사람
유전자 ID	9663
면역원	사람 LPIN2 (NP_055461.1)의 아미노산 180-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	Q92539
단백질 분자량	99kDa
배송	아이스백