

Lrg1 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q91Xl1

품목 번호: CM0026802

소개

생쥐 LRG1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 인간과 교차 반응성을 가집니다. 류신 풍부 반복 단백질 연구에 적합하며, 재조합 면역원과 38kDa의 단백질 분자량을 사양으로 포함합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LRG1 Rabbit pAb
비고/별칭	A2GL; lrhg; Lrg; 1300008B03Rik; 2310031E04Rik
종	생쥐
유전자ID (인간)	116844
유전자ID	76905
면역원	생쥐 LRG1 (NP_084072.1)의 아미노산 32-342에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q91XL1
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백