

Wb, Elisa용 Lsamp 토끼 다클로날 항체 - Q13449

품목 번호: CM0015513

소개

이 LSAMP 토끼 다클로날 항체는 웨스턴 블랏 및 ELISA에 적합하며, 인간, 마우스, 랫트의 LSAMP를 검출합니다. 뉴런 유도 및 해마 청상 섬유 발생 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LSAMP Rabbit pAb
비고/별칭	LAMP; IGLON3; LSAMP
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	4045
유전자 ID	4045
면역원(Immunogen)	인간 LSAMP (NP_002329.2)의 아미노산 219-315번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q13449
단백질 분자량	37kDa
배송(Shipping)	아이스팩