

Lumican (Lum) 토끼 다클론 항체, Wb, If/Icc, Elisa 적용 - P51884

품목 번호: CM0027355

소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 Lumican (LUM) 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 생쥐, 쥐 루미칸에 특이적으로 반응하며 재조합 면역원을 사용했습니다. 세포외 기질 및 각막 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Lumican (LUM) 토끼 pAb
비고/별칭	LDC; SLRR2D; 루미칸 (LUM)
종	인간
유전자ID (인간)	4060
유전자ID	4060
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P51884
단백질 분자량	38kDa
배송 방식	아이스 팩