

Ly-6A/E (Sca-1) Rabbit Pab - P05533

품목 번호: CM0022513

소개

마우스 Ly-6A/E (Sca-1)를 타겟으로 하는 고품질의 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블랏 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. T세포 활성화 및 줄기세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Ly-6A/E (Sca-1) Rabbit pAb
비고/별칭	TAP; Scal; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1; Ly-6A/E (Sca-1)
종(Species)	마우스 (Mouse)
유전자 ID	110454
면역원(Immunogen)	마우스 Ly6a의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_034868.1).
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	P05533
단백질 분자량	14kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)