

Ly-6C 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P0Cw02

품목 번호: CM0019330

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 Ly-6C 토끼 다클론 항체로, 마우스 림프구 항원 6C1(GPI 고정 막 단백질)을 표적으로 합니다. 면역 세포 연구 및 IVD 분석 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Ly-6C 토끼 pAb
비고/별칭	Ly6c; Ly-6C; Ly-6C1
반응 종	마우스
유전자ID	17067 (마우스)
면역원	마우스 Ly-6C 재조합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P0CW02
단백질 분자량	14KDa
배송 방식	아이스 팩