

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Ly-6G 토끼 단일클론 항체 - P35461

품목 번호: CM0007191

소개

WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA용 고성능 Ly-6G 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스에서 검증되었으며, 골수 및 면역학 연구를 위해 14 kDa 림프구 항원 6G (P35461)를 타겟팅합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Ly-6G Rabbit mAb
비고/별칭	Gr1; Gr-1; Ly-6G
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID	546644
면역원(Immunogen)	마우스 Ly-6G (NP_001297367.1)의 아미노산 27-105에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	P35461
단백질 분자량(Protein Weight)	14kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)