


## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Lyar 토끼 다클론 항체 - Q9Nx58

품목 번호: CM0021555



### 소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 LYAR 토끼 다클론 항체(Q9NX58). 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. LYAR의 rRNA 가공 및 전사 조절 역할 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명         | LYAR 토끼 pAb                                                 |
| 비고/별칭       | ZLYAR; ZC2HC2; LYAR                                         |
| 종           | 인간                                                          |
| GeneID (인간) | 55646                                                       |
| GeneID      | 55646                                                       |
| 면역원         | 인간 LYAR(NP_060286.1)의 아미노산 10-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼                                                          |
| 분류          | 다클론 항체                                                      |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                    |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫드                                                 |
| SWISS       | Q9NX58                                                      |
| 단백질 중량      | 44kDa                                                       |
| 배송          | 아이스팩                                                        |