

리소자임 (Lyz) 토끼 다클로날 항체 - P61626

품목 번호: CM0016845



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 리소자임 (LYZ) 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 및 마우스 리소자임 C, 세균 용해 효소와 반응합니다. 항균 활성 및 아밀로이드증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Lysozyme (LYZ) Rabbit pAb
비고/별칭	LZM; LYZF1; Lysozyme (LYZ)
종(Species)	Human
GeneID (human)	4069
GeneID	4069
면역원(Immunogen)	Synthetic peptide 인간 리소자임 (Lysozyme (LYZ)) (NP_000230.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	P61626
단백질 분자량	17kDa
배송(Shipping)	아이스백