

M1 연결 특이적 폴리유비퀴틴 토끼 다클론 항체 (Wb, Db, Elisa 적용)

품목 번호: CM0000067

소개

M1 연결 특이적 폴리유비퀴틴을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 닛 블롯 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 종을 검출하며 유비퀴틴 사슬 연결 연구 및 IVD 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	M1 연결 특이적 폴리유비퀴틴 토끼 pAb
유전자ID (인간)	7314
면역원	인간 M1 연결 특이적 폴리유비퀴틴 아미노산 1-100번 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드 (NP_066289.3/NP_061828.1)
기원	토끼
카테고리	기타 변형 항체
적용 분야	WB, DB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
배송	아이스팩