


## Wb, If/Icc, Elisa용 Mad1/Mad1L1 토끼 다클로날 항체 - Q9Y6D9

품목 번호: CM0014408



### 소개

사람 MAD1 (MAD1L1)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 방추체 조립 체크포인트 및 세포 주기 조절 연구에 이상적입니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수                     | 값                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | MAD1/MAD1L1 Rabbit pAb                                             |
| 비고/별칭                    | MAD1; MVA7; PIG9; TP53I9; TXBP181; MAD1/MAD1L1                     |
| 종(Species)               | 사람(Human)                                                          |
| GeneID (사람)              | 8379                                                               |
| GeneID                   | 8379                                                               |
| 면역원(Immunogen)           | 사람 MAD1L1 (NP_001013859.1)의 아미노산 360-700에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                         |
| 카테고리                     | 다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                     |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IF/ICC, ELISA                                                  |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 사람(Human)                                                          |
| SWISS                    | Q9Y6D9                                                             |
| 단백질 분자량(Protein Weight)  | 83kDa                                                              |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                     |