

Wb, If/Icc, Elisa용 Mad2B/Mad2L2 토끼 Mab - Q9Ui95

품목 번호: CM0011920



소개

웨스턴 블롯(Western Blot), IF/ICC 및 ELISA용
고품질 MAD2B/MAD2L2 (REV7) 토끼 단일클론 항체.
인간(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)와 반응합니다.
DNA 복구 및 세포 주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAD2B/MAD2L2 Rabbit mAb
비고/별칭	REV7; FANCV; MAD2B; POLZ2; MAD2B/MAD2L2
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	10459
GeneID	10459
항원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 MAD2B/MAD2B/MAD2L2 (Q9Ui95)의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9Ui95
단백질 분자량	24 kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)