


Wb, Ihc-P, Elisa용 Madcam1 토끼 Pab - Q13477

품목 번호: CM0027991



소개

WB, IHC-P, ELISA에 적합한 MADCAM1 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 MADCAM1 (~40 kDa)와 반응합니다. 점막 면역 및 림프구 이동 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MADCAM1 토끼 pAb
비고/별칭	MACAM1; MADCAM1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	8174
유전자 ID	8174
면역원	인간 MADCAM1 (NP_570116.2)의 아미노산 100-200 내부 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q13477
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스 백(Ice bag)