

Magoh Rabbit Pab - P61326

품목 번호: CM0030058



소개

MAGOH Rabbit Polyclonal Antibody는 WB/ELISA 응용에 사용됩니다. 인간, 마우스, 랫드의 MAGOH(17kDa)를 인식합니다. pre-mRNA 스플라이싱, 엑손 접합 복합체, 무의미 매개 분해에 대한 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MAGOH Rabbit pAb
비고/별칭	MAGOH1; MAGOHA; MAGOH
종	인간
GeneID (인간)	4116
GeneID	4116
면역원	인간 MAGOH (NP_002361.1)의 아미노산 1-146에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P61326
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백