

Mammaglobin A Rabbit Mab - Q13296

품목 번호: CM0002022

소개

웨스턴 블롯(WB), 면역조직화학(IHC-P) 및 ELISA 애플리케이션을 위한 고품질의 Mammaglobin A 토끼 단일클론 항체입니다. 재조합 단백질 면역원 및 인간 교차 반응성으로 검증되었습니다. 유방암 연구 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Mammaglobin A Rabbit mAb
비고/별칭	MGB1; UGB2; PSBP1; Mammaglobin A
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	4250
유전자 ID	4250
면역원	인간 Mammaglobin A (Q13296)의 아미노산 1-93에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q13296
단백질 분자량	10kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)