

Wb, Ihc-P, Elisa용 Man1A2 토끼 다클로날 항체 - O60476

품목 번호: CM0016095

소개

WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 고품질의 MAN1A2 토끼 다클로날 항체(UniProt O60476). 인간 및 쥐 만노실-올리고당 1,2-알파-만노시다제 IB를 검출하며, 이는 N-글리칸 절단의 핵심 효소입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAN1A2 Rabbit pAb
비고/별칭	MAN1B, MAN1A2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	10905
GeneID	10905
면역원(Immunogen)	인간 MAN1A2 (NP_006690.1)의 아미노산 60-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Mouse)
SWISS	O60476
단백질 분자량	73kDa
배송(Shipping)	아이스팩(Ice bag)