


만노오스 수용체/Cd206 토끼 단클론 항체 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용) - Q61830

품목 번호: CM0006585



소개

마우스 만노오스 수용체/CD206 (MRC1) C말단을 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. 대식세포 내포작용 및 병원체 식균작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	만노오스 수용체/CD206 토끼 단클론 항체
비고/별칭	MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA541I19.1; 만노오스 수용체/CD206
종	마우스
유전자 ID (인간)	4360
유전자 ID	17533
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q61830
단백질 분자량	166 kDa
배송 방식	아이스백