

Map2 Rabbit Mab - P11137

품목 번호: CM0005130

소개

WB, IF, IHC, ELISA용으로 검증된 토끼 단일클론성 MAP2 항체로, 인간, 마우스, 랫트에서 사용 가능합니다. MAP2 이소형 A, B, C를 타겟으로 하여 뉴런 세포골격 및 수상돌기 형태 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAP2 Rabbit mAb
비고/별칭	MAP-2; MAP2A; MAP2B; MAP2C; MAP2
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	4133
유전자 ID	4133
면역원	인간 MAP2 (NP_002365.3)의 아미노산 1-118에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론성 항체
응용	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P11137
단백질 분자량	200 kDa
배송	아이스백