

Wb, Elisa용 Map7D1 Rabbit Pab - Q3Kqu3

품목 번호: CM0019437

소개

MAP7D1 Rabbit Polyclonal Antibody는 인간 및 쥐 MAP7 도메인 함유 단백질 1을 검출합니다. WB 및 ELISA에 대해 검증된 이 항체는 세포 이동 및 신경 돌기 신생에 관여하는 미세소관 안정화 단백질을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAP7D1 Rabbit pAb
비고/별칭	RPRC1; PARCC1; MAP7D1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	55700
GeneID	55700
면역원(Immunogen)	인간 MAP7D1 (NP_060537.3)의 아미노산 200-460에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Mouse)
SWISS	Q3KQU3
단백질 분자량	93kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)