


Mapre1 Rabbit Pab - Q15691

품목 번호: CM0030779



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 MAPRE1 Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 재조합 면역원을 사용하여 인간, 마우스, 랫트 MAPRE1 (EB1)을 검출합니다. 30kDa 단백질이며 아이스 백으로 배송됩니다. 미세소관 역학 및 세포 분열 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAPRE1 Rabbit pAb
비고/별칭	EB1; MAPRE11
종	인간(Human)
GeneID (인간)	22919
GeneID	22919
면역원(Immunogen)	인간 MAPRE1 (NP_036457.1)의 아미노산 134-268에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q15691
단백질 분자량	30kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)