

Wb 및 Elisa용 Marcksl1 토끼 다클로날 항체 - P49006

품목 번호: CM0030080

소개

MARCKSL1 (MARCKS-like protein 1)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 사람, 쥐, 랫드 샘플에서 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 액틴 세포골격 조절 및 세포 이동 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MARCKSL1 Rabbit pAb
비고/별칭	F52, MLP, MRP, MLP1, MACMARCKS, MARCKSL1
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	65108
유전자 ID	65108
면역원(Immunogen)	사람 MARCKSL1 (NP_075385.1)의 아미노산 1-195에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P49006
단백질 분자량	20kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)