

비만세포 트립타아제 토끼 단클론항체 (Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용) - Q15661

품목 번호: CM0006055

소개

인간 비만세포 트립타아제(TPSAB1, Q15661)에 대한 토끼 단클론항체로, WB, IHC-P, IP, ELISA에 적합합니다. 인간과 마우스에 교차 반응합니다. 비만세포 탈과립 및 선천성 면역 연구에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                 |
|-------------|-----------------------------------|
| 제품명         | 비만세포 트립타아제 토끼 단클론항체               |
| 비고/별칭       | TPS1; TPS2; TPSB1; TPSB2; 트립타아제-2 |
| 종           | 인간                                |
| 유전자 ID (인간) | 7177                              |
| 유전자 ID      | 7177                              |
| 면역원         | 합성 펩타이드                           |
| 기원          | 토끼                                |
| 카테고리        | 단클론항체                             |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, IP, ELISA              |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스                           |
| SWISS       | Q15661                            |
| 단백질 분자량     | 31 kDa                            |
| 배송 방식       | 아이스백                              |