

Mat1A 토끼 Pab - Q00266

품목 번호: CM0030057



소개

인간 MAT1A(44 kDa)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 생쥐와 쥐와 교차 반응합니다. 간에서 S-아데노실메티오닌 생합성 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	MAT1A 토끼 pAb
비고/별칭	MAT; SAMS; MATA1; SAMSI; MAT1A
종	인간
유전자ID (인간)	4143
유전자ID	4143
면역원	인간 MAT1A(NP_000420.1)의 아미노산 1-395에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q00266
단백질 분자량	44kDa
배송 방식	아이스백