


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Mavs Rabbit Mab - Q7Z434

품목 번호: CM0005454



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 MAVS Rabbit Monoclonal Antibody입니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 선천성 면역 연구에 이상적입니다. 분자량 57kDa. - Q7Z434.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MAVS Rabbit mAb
비고/별칭	IPSI; VISA; IPS-1; CARDIF; MAVS
종	Human (인간)
Gene ID (Human)	57506
Gene ID	57506
면역원	인간 MAVS (NP_065797.2)의 아미노산 121-220 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human (인간), Mouse (마우스)
SWISS	Q7Z434
단백질 분자량	57kDa
배송	Ice bag (아이스백)