


Mbd2 Rabbit Pab - Q9Ubb5

품목 번호: CM0020761



소개

MBD2 Rabbit pAb는 인간 MBD2에 대해 토끼에서 생산된 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에 적합하며 쥐와 랫드에 교차반응성을 보입니다. 염색질 재구성 및 유전자 침묵 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MBD2 Rabbit pAb
비고/별칭	DMTase; NY-CO-41; MBD2
종	인간
GeneID (인간)	8932
GeneID	8932
면역원	인간 MBD2 (NP_003918.1)의 아미노산 202-411에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	쥐, 랫드
SWISS	Q9UBB5
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백