

Wb, Elisa용 Mbd6 토끼 다클로날 항체 - Q96Dn6

품목 번호: CM0024213

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-MBD6 토끼 다클로날 항체로, 사람, 쥐, 및 랫트와 반응합니다. 후성유전학 및 크로마틴 연구 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MBD6 Rabbit pAb
비고/별칭	MBD6
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	114785
면역원(Immunogen)	사람 MBD6 (NP_443129.3)의 아미노산 880-980에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q96DN6
단백질 분자량	101kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)