

Wb 및 Elisa용 Mcf2 토끼 다클론 항체 - P10911

품목 번호: CM0014656

소개

사람 MCF2(원암유전자 DBL)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, Western blot 및 ELISA 응용에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다. Rho GTPase 신호전달 및 종양유발 경로 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MCF2 토끼 pAb
비고/별칭	DBL; ARHGEF21; MCF2
종	사람
유전자 ID(사람)	4168
유전자 ID	4168
면역원	재조합 단백질 사람 MCF2(NP_001165347.1)의 아미노산 872-1001에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	P10911
단백질 분자량	108kDa
배송	아이스팩