


Mcl1 토끼 다클론 항체, Wb, If/Icc, Elisa 적용 - Q07820

품목 번호: CM0016067



소개

웨스턴 블랏, 면역형광, ELISA 응용 분야에 사용할 수 있는 인간 MCL1을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응하며, 세포사멸 및 세포 생존 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MCL1 토끼 pAb
비고/별칭	TM; EAT; MCL1L; MCL1S; Mcl-1; BCL2L3; MCL1-ES; bcl2-L-3; mcl1/EAT; MCL1
종	인간
유전자 ID (인간)	4170
유전자 ID	4170
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	생쥐, 쥐
SWISS	Q07820
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스 팩