

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Mcl1 토끼 다클론 항체 - Q07820

품목 번호: CM0013406



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 MCL1 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 MCL1(37 kDa)을 검출하며, 세포사멸의 주요 조절 인자입니다. 세포 생존 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MCL1 토끼 pAb
비고/별칭	TM; EAT; MCLL1; MCL1S; Mcl-1; BCL2L3; MCL1-ES; bcl2-L-3; mcl1/EAT; MCL1
종	인간
GeneID (인간)	4170
GeneID	4170
면역원	인간 MCL1(NP_068779.1)의 아미노산 150-250 내 합성 펩타이드
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q07820
단백질 분자량	37kDa
배송 조건	아이스팩