


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Mcm5 토끼 단일클론 항체 - P33992

품목 번호: CM0012622



소개

인간 MCM5(DNA 복제 라이선싱 인자)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, IP 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. 세포 주기 및 DNA 복제 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MCM5 Rabbit mAb
비고/별칭	CDC46; MGORS8; P1-CDC46; MCM5
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	4174
GeneID	4174
항원(Immunogen)	인간 MCM5 (P33992)의 아미노산 635-734 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P33992
단백질 분자량(Protein Weight)	82kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)