


Mcm7 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P33993

품목 번호: CM0015890



소개

MCM7 토끼 폴리클론 항체, 웨스턴 블롯, 면역형광, 면역침전 및 ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. DNA 복제 및 세포 주기 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MCM7 Rabbit pAb
비고/별칭	MCM2; CDC47; P85MCM; P1CDC47; PNAS146; PPP1R104; P1.1-MCM3
종	인간
유전자 ID (인간)	4176
면역원	인간 MCM7 (NP_005907.3)의 아미노산 1-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P33993
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스백