


Mda5 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Byx4

품목 번호: CM0004605



소개

바이러스 RNA의 세포질 센서인 인간 MDA5(IFIH1)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 선천성 면역 및 감염병 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
제품명	MDA5 Rabbit mAb
비고/별칭	AGS7; Hlcd; MDA5; IMD95; MDA-5; RLR-2; IDDM19; SGMRT1
종	인간
GeneID (Human)	64135
GeneID	64135
면역원	합성 펩타이드: 인간 MDA5(Q9BYX4)의 아미노산 900-1000 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BYX4
단백질 분자량	25 kDa/117 kDa
배송	아이스백