


Wb, Ip, Elisa용 Mda5 토끼 단클론 항체 - Q9Byx4

품목 번호: CM0009083



소개

WB, IP, ELISA용 MDA5 토끼 단클론 항체 (Q9BYX4). 바이러스 핵산의 세포질 센서인 인간 IFIH1을 검출합니다. 선천성 면역 반응 및 바이러스 감염 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MDA5 토끼 mAb
비고/별칭	AGS7; Hlcd; MDA5; IMD95; MDA-5; RLR-2; IDDM19; SGMRT1
종	인간
유전자ID	64135
면역원	인간 IFIH1 (NP_071451.2)의 아미노산 1-205에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9BYX4
단백질 분자량	25 kDa / 117 kDa
배송	아이스 팩