


Mda5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Byx4

품목 번호: CM0017746



소개

세포질 바이러스 RNA 센서인 MDA5(IFIH1)에 대한 Rabbit polyclonal 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 선천성 면역 및 항바이러스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MDA5 Rabbit pAb
비고/별칭	AGS7; Hlcl; MDA5; IMD95; MDA-5; RLR-2; IDDM19; SGMRT1; IFIH1
종	인간
GeneID (인간)	64135
GeneID	64135
면역원	인간 IFIH1 (NP_071451.2)의 아미노산 1-205에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BYX4
단백질 분자량	25 kDa/117 kDa
배송	아이스백