

Mdfi Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q99750

품목 번호: CM0017577

소개

MDFI Rabbit pAb는 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA 적용에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 내인성 MDFI를 검출합니다. 근육 형성 및 Wnt 신호 전달에 관여하는 MyoD 패밀리 억제제입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MDFI Rabbit pAb
비고/별칭	I-MF; I-mfa; MDFI
종	인간
GeneID (Human)	4188
GeneID	4188
면역원	인간 MDFI (NP_005577.1)의 아미노산 1-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99750
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백