

Mdh2 토끼 다클론 항체 - P40926

품목 번호: CM0014570



소개

WB 및 ELISA용 고품질 anti-MDH2 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 미토콘드리아 말산 탈수소효소에 특이적이며, TCA 회로 및 말산-아스파르트산 셔틀 연구에 필수적입니다. 대사 및 미토콘드리아 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MDH2 토끼 다클론 항체
비고/별칭	MDH, MOR1, DEE51, M-MDH, EIEE51, MGC:3559, MDH2
종	인간
유전자 ID (인간)	4191
유전자 ID	4191
면역원	인간 MDH2의 아미노산 59-338에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_005909.2)
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P40926
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스팩